


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Esrra Para Wb, If/Icc, Elisa - P11474

Número de artículo: CM0023990



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ESRRR humano (ERR-alfa), un receptor nuclear involucrado en el metabolismo energético. Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de regulación transcripcional y metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ESRRR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalfa; ESRRR
Especie	Humano
GeneID	2101
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-76 de ESRRR humano (NP_004442.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11474
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo