


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Esrrb Para Wb, Elisa - O95718

Número de artículo: CM0014741



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ESRRB humano (ERR β) validado para Western blot y ELISA. Detecta ESRRB endógeno en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para la investigación de pluripotencia de células madre y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ESRRB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFN35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2103
GeneID	2103
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 del ESRRB humano (NP_004443.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95718
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo