

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Esrrg Para Wb, Elisa - P62508

Número de artículo: CM0005783



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra ESRRG humano (receptor de estrógeno relacionado gamma), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de receptores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ESRRG mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ERR3; ERRg; NR3B3; ERRgamma; ERR-gamma; ESRRG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2104
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del ESRRG humano (P62508).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P62508
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo