


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra El Receptor Alfa De Estrógenos (Fosfo S106) Para Wb E If/Icc - P03372

Número de artículo: CM0001855



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido contra el receptor alfa de estrógenos (ESR1) en la serina 106. Reacciona con especies humanas y de ratón. Apto para WB e IF/ICC en investigación de biología del cáncer y endocrinología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-ESRα-S106 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESRα-S106
Especie	Humano
GeneID (humano)	2099
GeneID	2099
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P03372
Peso de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo