


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Receptor De Estrógeno Beta Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q92731

Número de artículo: CM0009389



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al Receptor de Estrógeno beta humano (ESR2), adecuado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización hormonal, la biología de los receptores nucleares y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Receptor de Estrógeno beta mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Erb; ESRB; ODG8; ESTRB; NR3A2; ER-BETA; ESR-BETA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2100
ID de Gen	2100
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-153 del Receptor de Estrógeno beta humano (NP_001428.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92731
Peso Proteico	59kDa/54kDa/35kDa/48kDa/42kDa
Envío	Bolsa de hielo