

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Esyt1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsj8

Número de artículo: CM0017666

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ESYT1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a la sinaptotagmina-1 extendida, una proteína de anclaje de membrana celular del RE involucrada en la señalización de calcio y el transporte de lípidos. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ESYT1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MBC2; FAM62A; ESYT1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23344
ID del Gen	23344
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-220 de ESYT1 humano (NP_056107.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Swiss-Prot	Q9BSJ8
Peso Molecular de la Proteína	123kDa
Envío	Bolsa de hielo