

Anticuerpo Policlonal Anti-Etfa Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P13804

Número de artículo: CM0026840



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad alfa de la flavoproteína de transferencia de electrones (ETFA) humana, validado para aplicaciones WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la oxidación de ácidos grasos mitocondriales y la investigación de la aciduria glutárica tipo II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ETFA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EMA; GA2; MADD; ETFA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2108
ID de Gen	2108
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-333 de ETFA humana (NP_000117.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13804
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo