

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Etfa Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13804

Número de artículo: CM0010918



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ETFA, adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Se dirige a la flavoproteína de transferencia de electrones mitocondrial, esencial para la oxidación de ácidos grasos y vinculada a la acidemia glutárica tipo II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ETFa Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EMA; GA2; MADD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2108
GeneID	2108
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-333 del ETFa humano (NP_000117.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13804
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo