

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-ETfa [Validado Por Ko] - P13804

Número de artículo: CM0023696



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ETFA, validado por knockout. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con ETFA de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre oxidación de ácidos grasos mitocondriales y metabolismo de aminoácidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ETFA [Validado por KO]
Notas/Alias	EMA; GA2; MADD; FA
Especie	Humano
GeneID (humano)	2108
GeneID	2108
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-333 de la ETFA humana (NP_000117.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13804
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo