

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Etfb Para Wb, If/Icc, Elisa - P38117

Número de artículo: CM0022550



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ETFB validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la transferencia de electrones mitocondrial, la oxidación de ácidos grasos y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ETFB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MADD; FP585; ETFB
Especie	Humano
GeneID	2109
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-230 de la ETFB humana (NP_001976.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38117
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo