

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Etfdh Para Wb Y Elisa - Q16134

Número de artículo: CM0030515

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la ETFDH humana (electron transfer flavoprotein-ubiquinona oxidoreductasa), validado para Western blot y ELISA. Detecta humano, ratón y rata. Uso en investigación para estudios del metabolismo de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ETFDH Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	MADD; ETFQO; ETFDH
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2110
ID del gen	2110
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 318-617 de la ETFDH humana (NP_004444.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16134
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo