


Anticuerpo Policlonal Anti-Ethe1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95571

Número de artículo: CM0013427



Introducción

ETHE1 Conejo pAb detecta ETHE1 humano, de ratón y de rata. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. ETHE1 es una dioxigenasa de persulfuro mitocondrial esencial para el catabolismo del sulfuro de hidrógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ETHE1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HSCO; YF13H12; ETHE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23474
GeneID	23474
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 8-245 de ETHE1 humano (NP_055112.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95571
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo