


Anticuerpo Policlonal Anti-Ets1 Para Wb, If-P, Elisa - P14921

Número de artículo: CM0015130



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de transcripción ETS1 humano, validado para WB, IF-P, ELISA, y reactivo con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar diferenciación linfoide, angiogénesis y regulación de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ETS1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
Especies	Humano
GeneID (humano)	2113
GeneID	2113
Immunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 342-441 del ETS1 humano (NP_005229.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14921
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo