

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ets1 Para Wb Y Elisa - P14921

Número de artículo: CM0003657



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra ETS1 humano (p54), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudios de factores de transcripción, diferenciación de células linfoides e investigación en angiogénesis. Referencia: P14921.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ETS1
Observaciones/Alias	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2113
GeneID	2113
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ETS1 humano (P14921).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P14921
Peso Molecular de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo