

Anticuerpo Policlonal Anti-Ets2 Para Wb Y Elisa - P15036

Número de artículo: CM0020622



Introducción

ETS2 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal producido en conejo contra un péptido interno de ETS2 humano. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ETS2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	ETS2IT1; ETS2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2114
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 300 y 400 de ETS2 humano (NP_005230.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P15036
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo