

Anticuerpo Policlonal Anti-Ets2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P15036

Número de artículo: CM0030212



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ETS2 humano, adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de regulación de la transcripción e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ETS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ETS2IT1; ETS2
Especie	Humano
GeneID (humano)	2114
GeneID	2114
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 76-170 de ETS2 humano (NP_005230.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15036
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo