

Anticuerpo Monoclonal Anti-Etv1 Para Wb, Ip, Elisa, Chip - P50549

Número de artículo: CM0005177



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ETV1 (ER81) humano, validado para WB, IP, ELISA y ChIP. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de factores de transcripción y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validated] ETV1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ER81
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2115
GeneID	2115
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ETV1 humano (NP_004947.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50549
Peso Proteico	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo