


Anticuerpo Policlonal Anti-Etv1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50549

Número de artículo: CM0013512



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ETV1, validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la regulación transcripcional de ETV1, la neurodiferenciación y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ETV1 pAb de conejo
Observaciones/alias	ER81; ETV1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2115
ID del gen	2115
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-300 de ETV1 humano (NP_004947.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P50549
Peso molecular de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo