

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Etv1/Er81 Para Wb Y Elisa - P50549

Número de artículo: CM0025109



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para ETV1/ER81 humano. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para estudiar transcripción, diferenciación neuronal y oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ETV1 pAb Conejo
Observaciones/Alias	ER81; ETV1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2115
ID del Gen	2115
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de ETV1 humano (NP_004947.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50549
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo