


Anticuerpo Policlonal Anti-Etv4 Para Wb Y Elisa - P43268

Número de artículo: CM0013898



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de CamelBio contra ETV4 humano (E1AF/PEA3) para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de transcripción y neurogénesis, y para investigaciones sobre la diferenciación de neuronas motoras y queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ETV4 Rabbit pAb
Observaciones/alias	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; ETV4
Especie	Humano
GenelD (humano)	2118
GenelD	2118
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 79-178 de ETV4 humano (NP_001977.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P43268
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo