

Anticuerpo Policlonal Anti-Etv5 Para Wb Y Elisa - P41161

Número de artículo: CM0022628



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ETV5 para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce la proteína ETV5/ERM humana, de ratón y de rata (58 kDa), un factor de transcripción de unión al ADN implicado en la regulación génica. Adecuado para uso exclusivo en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ETV5
Observaciones/Alias	ERM; ETV5
Especie	Humana
GeneID (humano)	2119
GeneID	2119
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-510 de ETV5 humano (P41161).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P41161
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo