

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Etv6 Para Wb, Elisa - P41212

Número de artículo: CM0016566



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ETV6 humano (TEL), un represor transcripcional validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata; 53 kDa. Ideal para la investigación de la hematopoyesis y el cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | ETV6 pAb de conejo                                                                                                               |
| Observaciones/Alias | TEL, THC5, TEL/ABL, ETV6                                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID del gen (humano) | 2120                                                                                                                             |
| ID del gen          | 2120                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de ETV6 humano (NP_001978.1). |
| Fuente              | Gancho                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                              |
| SWISS               | P41212                                                                                                                           |
| Peso de la proteína | 53 kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |