


Anticuerpo Policlonal Anti-Etv7 Para Wb, Elisa - Q9Y603

Número de artículo: CM0026032



Introducción

ETV7 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal para la detección de ETV7 humano en WB, ELISA. Validado para uso en investigación, dirigido al factor de transcripción ETV7 involucrado en la regulación génica hematopoyética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ETV7 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TEL2; TELB; TEL-2; ETV7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51513
GeneID	51513
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de ETV7 humano (NP_057219.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y603
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo