

Anticuerpo Policlonal Anti-Eva1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H8M9

Número de artículo: CM0027882

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EVA1A humana (FAM176A/TMEM166) para WB, IHC-P, ELISA. Regula la autofagia y la apoptosis. Reacciona con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EVA1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAM176A; TMEM166; EVA1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84141
GeneID	84141
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-152 de la EVA1A humana (NP_115557.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H8M9
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo