

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Exoc2 Para Wb, Elisa - Q96Kp1

Número de artículo: CM0007095

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra EXOC2 humano (componente 2 del complejo exocisto, Sec5). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la exocitosis y el tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo EXOC2
Observaciones/Alias	SEC5; Sec5p; SEC5L1; NEDFACH; EXOC2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55770
ID del Gen	55770
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96KP1
Peso Proteico	104 kDa
Envío	Bolsa de hielo