

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Exoc2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Kp1

Número de artículo: CM0023926

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a EXOC2/Sec5, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios del complejo exocisto y tráfico de vesículas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EXOC2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SEC5; Sec5p; SEC5L1; NEDFACH; EXOC2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	55770
GenelD	55770
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96KP1
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo