

Anticuerpo Monoclonal Anti-Exoc3 Para Wb, Elisa - O60645

Número de artículo: CM0003251

Introducción

El mAb de conejo EXOC3 (O60645) es un anticuerpo monoclonal validado para WB, ELISA con reactividad humana, de ratón y rata. Investigue el anclaje de vesículas y la secreción mediadas por el complejo exocisto en el transporte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EXOC3 mAb de conejo
Observaciones/Alíase	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Especie	Humano
GeneID	11336 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 650-745 del EXOC3 humano (O60645)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60645
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo