

## Anticuerpo Policlonal Anti-Exoc3 Para Wb, Elisa - O60645

Número de artículo: CM0027682

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EXOC3 (Sec6) humano, componente del complejo exocisto. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA en investigación de exocitosis y biología celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | EXOC3 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Notas/Alias                   | SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3                                                                                                         |
| Especie                       | Humano                                                                                                                             |
| ID del Gen (Humano)           | 11336                                                                                                                              |
| ID del Gen                    | 11336                                                                                                                              |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 396-745 de EXOC3 humano (NP_009208.2) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada           | Humano                                                                                                                             |
| SWISS                         | O60645                                                                                                                             |
| Peso Molecular de la Proteína | 86kDa                                                                                                                              |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                     |