

Anticuerpo Policlonal Anti-Exoc4 Para Wb Y Elisa - Q96A65

Número de artículo: CM0013048



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-EXOC4 validado para Western blot y ELISA. Se dirige al componente del complejo exocisto Sec8 en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación de exocitosis y transporte de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EXOC4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SEC8; Sec8p; SEC8L1; EXOC4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	60412
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 del EXOC4 humano (NP_068579.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96A65
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo