

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Exoc5 Para Wb Y Elisa - O00471

Número de artículo: CM0029421

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la EXOC5 humana, un componente clave del complejo exocisto. Está validado para WB y ELISA y presenta reactividad cruzada con ratón y rata, lo que lo hace adecuado para estudiar el acoplamiento y la secreción de vesículas exocíticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EXOC5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SEC10, HSEC10, SEC10P, PRO1912, SEC10L1, EXOC5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10640
ID del Gen	10640
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-610 de la EXOC5 humana (NP_006535.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00471
Peso Molecular de la Proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo