

Anticuerpo Policlonal Anti-Exosc1 Para Wb Y Elisa - Q9Y3B2

Número de artículo: CM0013809



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo EXOSC1 (Q9Y3B2) para WB y ELISA detecta el componente CSL4 del exosoma humano, una subunidad no catalítica del complejo exosoma de ARN involucrado en el procesamiento y degradación del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo EXOSC1
Observaciones/Alias	p13; CSL4; SKI4; Csl4p; PCH1F; Ski4p; CGI-108; EXOSC1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51013
ID del Gen	51013
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-195 de EXOSC1 humano (NP_057130.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y3B2
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo