


Anticuerpo Policlonal Anti-Exosc10 Para Wb Y Elisa - Q01780

Número de artículo: CM0023895



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EXOSC10 humana, validado para WB y ELISA. Se dirige al componente del exosoma de ARN involucrado en el procesamiento de ARN, la reparación del ADN y la función de las células inmunitarias. Reacciona con humanos, ratones y ratas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EXOSC10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p2; p3; p4; RRP6; PMSCL; Rrp6p; PM-Scl; PMSCL2; PM/Scl-100; EXOSC10
Especie	Humano
GeneID	5394
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 586-885 de la EXOSC10 humana (NP_001001998.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q01780
Peso de la proteína	101 kDa
Envío	Bolsa de hielo