

Anticuerpo Policlonal Anti-Exosc2 Para Wb, If/Icc, Elisa Para Q13868

Número de artículo: CM0014200



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EXOSC2 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige al componente del complejo del exosoma implicado en el procesamiento y degradación del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EXOSC2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	p7; RRP4; SHRF; Rrp4p; hRrp4p; EXOSC2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	23404
GenelD	23404
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13868
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo