

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Exosc3 Para Wb, Elisa - Q9Nqt5

Número de artículo: CM0013923



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a EXOSC3 (RRP40/p10), un componente central del exosoma de ARN. Validado para Western blotting y ELISA, con reactividad cruzada en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del metabolismo del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	EXOSC3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	p10; PCH1B; RRP40; Rrp40p; CGI-102; hRrp-40; bA3J10.7; EXOSC3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51010
GeneID	51010
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-275 de EXOSC3 humano (NP_057126.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQTS
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo