

Anticuerpo Monoclonal Anti-Exosc7 Para Wb, Elisa - Q15024

Número de artículo: CM0003207



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra EXOSC7 humano (Q15024), apto para Western blot y ELISA. Detecta EXOSC7 humano y de ratón, una subunidad no catalítica del complejo exosoma de ARN. Ideal para investigación en procesamiento y degradación de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb anti-EXOSC7 de conejo
Notas/Alias	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23016
GeneID	23016
Inmunógeno	Péptido Sintético (Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de EXOSC7 humano (Q15024))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15024
Peso Molecular	32kDa
Envío	Bolsa de hielo