

Anticuerpo Policlonal Anti-Exosc7 Para Wb, Elisa - Q15024

Número de artículo: CM0027695



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EXOSC7 humano (RRP42), para aplicaciones de WB y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. El objetivo es un componente no catalítico del complejo exosoma de ARN involucrado en el procesamiento y degradación del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EXOSC7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23016
ID de Gen	23016
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-291 del EXOSC7 humano (NP_055819.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15024
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo