

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Exosc8 Para Wb, Elisa - Q96B26

Número de artículo: CM0030470



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-EXOSC8 validado para WB y ELISA. Se dirige al componente del exosoma RRP43, involucrado en el procesamiento y la degradación del ARN. Ideal para la investigación de muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EXOSC8 Conejo pAb
Observaciones/Alias	p9; CIP3; EAP2; OIP2; PCH1C; RRP43; Rrp43p; bA421P11.3; EXOSC8
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	11340
ID del gen	11340
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-276 de EXOSC8 humano (NP_852480.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96B26
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo