

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Exportina 2 (Xpo2) Para Wb Y Elisa - P55060

Número de artículo: CM0002332

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Exportina 2 (XPO2/CSE1L), apto para aplicaciones de Western blot y ELISA. Este anticuerpo detecta la proteína Exportina 2 humana y de ratón (110 kDa) y es una herramienta esencial para investigar los mecanismos de transporte nucleocitoplasmático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	mAb de conejo contra Exportina 2 (XPO2)
Observaciones/Alias	CAS; CSE1; XPO2; Exportina 2 (XPO2)
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	1434
ID del gen	1434
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 872-971 de la Exportina 2 humana (XPO2) (P55060)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P55060
Peso de la proteína	110kDa
Envío	Bolsa de hielo