

Anticuerpo Policlonal Anti-Exportina 5 (Xpo5) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Hav4

Número de artículo: CM0028394



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Exportina 5 (XPO5) apto para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. 136kDa, inmunógeno aa 925-1204. Crítico para la exportación nuclear de miRNA y dsRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Exportina 5 (XPO5) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	exp5; Exportina 5 (XPO5)
Especie	Humano
GeneID (humano)	57510
GeneID	57510
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 925-1204 de la Exportina 5 humana (NP_065801.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HAV4
Peso Proteico	136kDa
Envío	Bolsa de hielo