

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Exportina 5 (Xpo5) Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q9Hav4

Número de artículo: CM0011658



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Exportina 5 humana (XPO5). Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la exportación nuclear y la biología de los miRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo contra Exportina 5 (XPO5)
Observaciones/alias	exp5; Exportina 5 (XPO5)
Especie	Humana
GeneID (humano)	57510
GeneID	57510
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la Exportina 5 humana (XPO5) (Q9HAV4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9HAV4
Peso de la proteína	136 kDa
Envío	Bolsa de hielo