

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Exportina-6 (Xpo6) Para Wb Y Elisa - Q96Qu8

Número de artículo: CM0015690

Introducción

El XPO6 Rabbit pAb detecta la Exportina-6 en muestras humanas y de ratón mediante WB y ELISA. Es ideal para estudios de transporte nuclear y dinámica de actina. Anticuerpo policlonal generado contra un fragmento recombinante de XPO6 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	XPO6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EXP6; RANBP20; XPO6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23214
GeneID	23214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-530 de la XPO6 humana (NP_055986.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96QU8
Peso molecular de la proteína	129kDa
Envío	Bolsa de hielo