

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ext1 Para Wb, Elisa - Q16394

Número de artículo: CM0021585



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra exostosina-1 humana (EXT1), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para el estudio de la biosíntesis de heparán sulfato y exostosis múltiple hereditaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EXT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2131
ID del gen	2131
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 del EXT1 humano (NP_000118.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q16394
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo