

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ext1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16394

Número de artículo: CM0020396



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo (pAb) EXT1 para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a exostosina-1, una subunidad co-polimerasa de sulfato de heparán crítica para la elongación de glicanos y la homeostasis de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EXT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2131
GeneID	2131
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 467-746 del EXT1 humano (NP_000118.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16394
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo