


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eya3 Para Wb Y Elisa - Q99504

Número de artículo: CM0030518



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-EYA3 validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la fosfatasa de proteínas EYA3, un regulador clave en la reparación del ADN y la transcripción. Adecuado para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo EYA3
Observaciones/Alias	EYA3
Especie	Humano
GeneID (humano)	2140
GeneID	2140
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de EYA3 humano (NP_001981.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99504
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo