


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eya3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99504

Número de artículo: CM0017712



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta especificidad dirigido contra la fosfatasa EYA3 humana (UniProt Q99504). Validado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Se confirmó la reactividad cruzada con rata. Ideal para estudiar la reparación del daño del ADN, la regulación de la transcripción y las vías de la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | EYA3 pAb de conejo                                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | EYA3                                                                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                 |
| ID del gen (humano) | 2140                                                                                                                                                   |
| ID del gen          | 2140                                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de EYA3 humana (NP_001981.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                      |
| Reactividad cruzada | Humano, rata                                                                                                                                           |
| SWISS               | Q99504                                                                                                                                                 |
| Peso de la proteína | 63 kDa                                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                         |