

Anticuerpo Policlonal Anti-Ezh1 Para Wb Y Elisa - Q92800

Número de artículo: CM0028250



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo EZH1 validado para WB y ELISA, detecta EZH1 humano, de ratón y de rata. Este anticuero se dirige a una histona metiltransferasa crítica para la represión transcripcional y el mantenimiento de células madre embrionarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EZH1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KMT6B; EZH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2145
GeneID	2145
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-280 del EZH1 humano (NP_001982.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92800
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo