


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ezh2/Kmt6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15910

Número de artículo: CM0016830



Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra EZH2/KMT6 humano (aa 1-250). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para investigación epigenética y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EZH2/KMT6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2146
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 del EZH2/KMT6 humano (NP_001190176.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15910
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo