


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ezh2/Kmt6 Para Wb, Ip, Elisa - Q15910

Número de artículo: CM0019659



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a EZH2/KMT6 (UniProt Q15910), adecuado para western blotting, inmunoprecipitación y ELISA. Detecta EZH2 humano y de ratón, una histona metiltransferasa clave involucrada en la represión transcripcional y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo EZH2/KMT6
Observaciones/Alias	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6
Especie	Humano
GeneID (humano)	2146
GeneID	2146
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 158-261 de EZH2/KMT6 (NP_001190176.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15910
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo