

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ezrina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15311

Número de artículo: CM0003103



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Ezrina de alta calidad para Western blot, IHC-P y ELISA. Validado en muestras humanas, se dirige a Ezrina (P15311), una proteína de conexión citoesquelética. Ideal para investigación en biología de células epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-Ezrina de conejo
Observaciones/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Ezrina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7430
GeneID	7430
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 300-400 de la Ezrina humana (P15311).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15311
Peso de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo