

Anticuerpo Policlonal Anti-Ezrin/Radixin/Moesin Para Wb Y Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Número de artículo: CM0019318



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra Ezrin, Radixin y Moesin (familia ERM). Validado para Western blot (WB) y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del citoesqueleto de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ezrin/Radixin/Moesin Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNB24; HEL70; IMD50; Ezrin/Radixin/Moesin
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7430/5962/4478
GeneID	7430/5962/4478
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 487-586 del Ezrin/Radixin/Moesin humano (NP_003370.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15311/P35241/P26038
Peso Proteico	23-71 kDa
Envío	Bolsa de hielo